

Thermo King Riemen

Die Oberschicht verbessert die Flexibilität und bietet verschleisswiderstand beim Lauf auf Walzen mit rückwärtsbiegung des Riemens

Die Membran gewährleistet eine lange Lebensdauer der Arbeitsfläche und einen guten Reibungskoeffizient

Die Isolierung umhüllt das flexible Kabel, um eine Delamination zu verhindern

Das Kabel besteht aus haltbaren und flexiblen kablern, die die Last des Riemens mit minimaler Dehnung tragen

Die zähne sorgen für die notwendige Flexibilität des Riemens, um die Riemenscheiben zu umklammern

Das Kissen bietet den notwendigen Schutz für die Kabel und verhindert seitliche Verformungen und Beschädigungen des Riemens. Das kissen besteht aus abriebbeständigem Material, bietet einen guten Reibungskoeffizienten mit riemenscheiben und reduziert Geräusche

WÄHLEN ORIGINAL-ERSATZTEILE



DAS RISIKO EINES SCHWEREN AUSFALLS IST UM EIN VIELFACHES HÖHER ALS DIE EINSPARUNGEN BEI VERWENDUNG VON NICHT- ORIGINALTEILEN

DER ORIGINAL-VORTEIL



ORIGINAL-THERMO KING- ERSATZTEILE:
ORIGINALTEILE SIND IMMER DIE BESTEN ERSATZTEILE.



Original Riemen



Die Originalriemen wurden speziell für die Verwendung in Thermo King Kühlgeräten entwickelt und getestet.

So haben beispielsweise eine Reihe von Mehrrippenriemen eine spezielle "toughgrip"-Arbeitsflächenbeschichtung, die die Lebensdauer des Riemens verlängert und ihn weniger anfällig für Fluchtungsfehler und raue Umgebungsbedingungen macht.

Für weitere Informationen
europe.thermoking.com

Finden Sie Ihren nächsten Händler auf
dealers.thermoking.com

TRANE
TECHNOLOGIES

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium
© 2021 Thermo King Europe TK 80920 (09-2021)-DE